

Over het product

Materiaal:	100% natuurlijk rubber (NRL)
Kleur:	Blauw
Model:	Rolrand, ambidextrous
AQL:	1.5
Goederencode:	40151100
Land van herkomst:	Maleisië / Thailand
Buitenverpakking:	Kartonnen omdoos
Binnenverpakking:	Kartonnen dispenser

Code	Kleur	Maat	Omdoos	Pallet
3610	Blauw	XS	10x100	54 dozen
3710	Blauw	S	10x100	54 dozen
3810	Blauw	M	10x100	54 dozen
3910	Blauw	L	10x100	54 dozen
4010	Blauw	XL	10x100	54 dozen

Fysische eigenschappen

Omschrijving	Maat	Standaard
Lengte (mm)	Alle maten	Min. 240mm
Breedte (mm)	XS	<80 +/- 10
	S	80 +/- 10
	M	95 +/- 10
	L	110 +/- 10
	XL	>110 +/- 10
Dikte (mm) (* Enkele laag)	Alle maten	Vinger: 0.08
		Palm: 0.08
Kracht tot breuk	Voor veroudering	Na veroudering
	6.0N	6.0N

EAN-codes

Artikelnummer	Dispenser	Omdoos
3610	8716244003159	8716244003203
3710	8716244003166	8716244003210
3810	8716244003173	8716244003227
3910	8716244003180	8716244003234
4010	8716244003197	8716244003241



Opslag voorschriften en houdbaarheid



De CMT Latex handschoenen hebben een houdbaarheid van 3 jaar vanaf productiedatum wanneer volgende opslagvoorschriften worden nageleefd:



De handschoenen dienen droog, koel en buiten direct zonlicht bewaard te worden.

Toepassing

CMT latex handschoenen zorgen voor een uitstekend tastgevoel en bieden bescherming volgens categorie I van de EN420 norm.

Accessoires

3372	CMT wanddispenser	Roestvrijstaal
3373	CMT wanddispenser	Acryl

Geïmporteerd en gedistribueerd door

Cemex Trescon B.V.
Spectrumlaan 5
2665NM Bleiswijk
Nederland
(T) +31 (0)79 346 60 00
(F) +31 (0)79 346 60 22
info@cemextrescon.nl
www.cemextrescon.nl



Cemex Trescon B.V. is
BRC S&D gecertificeerd sinds
2007.

Wetgeving, normeringen en symbolen





De CMT latex handschoenen voldoen aan de volgende wetgeving(en) en normering(en):



Conformité Européenne: 0321 Category I



Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees parlement en raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

- 93/42/EEC van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.
- EN455-1, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten.
- EN455-2, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproeving voor fysische eigenschappen.
- EN455-3, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie.
- EN374-1, beschermende handschoen tegen chemicaliën en micro-organismen, prestatie-eisen.
-  EN374-2, beschermende handschoen tegen chemicaliën en micro-organismen, bepaling van weerstand tegen indringen.
-  EN374-3, beschermende handschoen tegen chemicaliën en micro-organismen; bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën.
-  EN420, beschermende handschoenen, algemene eisen. Afwijking; alle maten hebben de zelfde lengte van circa 240mm.
-  EN388, Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico's.



Dit product is voor eenmalig gebruik.



De dispensers en omdoos zijn gemaakt van recyclebaar karton.

Goed om te weten

- Latex kan bij sommige personen een allergische reactie veroorzaken. In deze gevallen raden wij u de CMT nitrile of vinyl handschoenen aan.
- Raadpleeg uw leverancier ten alle tijden wanneer u er niet zeker van bent of de CMT Latex handschoenen geschikt zijn voor de toepassing waarvoor u deze wilt gebruiken.
- De CMT Latex handschoenen zijn geteld op basis van een gemiddeld gewicht per dispenser.

Gebruiksaanwijzing

1. Trek de handschoen, met de andere gehandschoende hand, bij de vingertoppen los.
2. Vouw de handschoen op tot een bal.
3. Pak het handboord van de eerst uitgetrokken handschoen vast.
4. Trek de tweede handschoen, binnenstebuiten over de eerste handschoen heen, uit en gooi de handschoenen weg.

Vermijd bij het uittrekken van de handschoenen zoveel mogelijk contact met de buitenzijde om (kruis)besmetting te voorkomen.

