

Over het product

Materiaal:	Poly-vinyl chloride
Kleur:	Blauw
Model:	Rolrand, ambidextreus
AQL:	1.5
Goederencode:	39262000
Land van herkomst:	China
Buitenverpakking:	Kartonnen omdoos
Binnenverpakking:	Kartonnen dispenser

Code	Kleur	Maat	Omdoos	Pallet
B101	Blauw	S	10x100	54 dozen
B202	Blauw	M	10x100	54 dozen
B303	Blauw	L	10x100	54 dozen
B404	Blauw	XL	10x100	54 dozen

Fysische eigenschappen

Omschrijving	Maat	Standaard
Lengte (mm)	Alle maten	Min. 240mm
Breedte (mm)	S	85 +/- 5
	M	95 +/- 5
	L	105 +/- 5
	XL	>115 +/- 5
Gewicht per handschoen (gram)	S	5.0g +/- 0.3
	M	5.5g +/- 0.3
	L	6.0g +/- 0.3
	XL	6.5g +/- 0.3
Dikte (mm) (*) Enkele laag	Alle maten	Vinger: 0.08
		Palm: 0.12
	Voor veroudering	Na veroudering
Rek tot breuk	300%	300%
Kracht tot breuk	3.6N	3.6N

EAN-codes

Artikelnummer	Dispenser	Omdoos
B101	8716244003951	8716244003968
B202	8716244003975	8716244003982
B303	8716244003999	8716244004002
B404	8716244004019	8716244004026



Opslag voorschriften en houdbaarheid



De CMT Vinyl handschoenen hebben een houdbaarheid van 5 jaar vanaf productiedatum wanneer volgende opslagvoorschriften worden nageleefd:



De handschoenen dienen droog, koel en buiten direct zonlicht bewaard te worden.

Toepassing

CMT Vinyl kunnen voor diverse toepassingen ingezet worden en bieden bescherming volgens categorie I

Accessoires

3372	CMT wanddispenser	Roestvrijstaal
3373	CMT wanddispenser	Acryl

Geïmporteerd en gedistribueerd door

Cemex Trescon B.V.
Spectrumlaan 5
2665NM Bleiswijk
Nederland
(T) +31 (0)79 346 60 00
(F) +31 (0)79 346 60 22
info@cemextrescon.nl
www.cemextrescon.nl



Cemex Trescon B.V. is
BRC S&D gecertificeerd sinds
2007.

Wetgeving, normeringen en symbolen

De CMT vinyl handschoenen voldoen aan de volgende wetgeving(en) en normering(en):



Conformité Européenne



Verordening (EU) nr. 10/2011 van het Europees parlement en raad van 14 januari 2011 inzake plastic materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. (CTI test ref: FLSZF00160540001E)

- 93/42/EEC van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen. Class I
- EN455-1, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten. (TÜV Rheinland test ref: 21187846 002)
- EN455-2, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproeving voor fysische eigenschappen. (TÜV Rheinland test ref: 21187846 002)
- EN455-3, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie. (TÜV Rheinland test ref: 21187846 002)
- EN374-1, beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen, prestatie-eisen. (Satra test ref: SPC0160393/0805, SPC01633306/0818 en SPC0160393/0805/IG)



EN374-2, beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen, bepaling van weerstand tegen indringen. (Satra test ref: SPC0160393/0805, SPC01633306/0818 en SPC0160393/0805/IG)



EN374-3, beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen; bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën. (Satra test ref: SPC0160393/0805, SPC01633306/0818 en SPC0160393/0805/IG)



EN420, beschermende handschoenen, algemene eisen. Afwijking; alle maten hebben de zelfde lengte van circa 240mm. (TÜV Rheinland test ref: 21187846 002)



EN388, Handschoenen die beschermen tegen mechanische risico's.



Dit product is voor eenmalig gebruik.

De dispensers en omdoos zijn gemaakt van recyclebaar karton.

Goed om te weten

- De CMT Vinyl handschoenen zijn geteld op basis van een gemiddeld gewicht per dispenser.

Gebruiksaanwijzing

1. Trek de handschoen, met de andere gehandschoende hand, bij de vingertoppen los.
2. Vouw de handschoen op tot een bal.
3. Pak het handboord van de eerst uitgetrokken handschoen vast.
4. Trek de tweede handschoen, binnenstebuiten over de eerste handschoen heen, uit en gooi de handschoenen weg.

Vermijdt bij het uittrekken van de handschoenen zoveel mogelijk contact met de buitenzijde om (kruis)besmetting te voorkomen.

