

Over het product

Materiaal:	Soft nitrile
Kleur:	Zwart
Model:	Rolrand, ambidextrous
AQL:	1.5
Goederencode:	40151100
Land van herkomst:	Thailand
Buitenverpakking:	Kartonnen omdoos
Binnenverpakking:	Kartonnen dispenser

Code	Kleur	Maat	Omdoos	Pallet
1301	Zwart	S	10x100	54 dozen
1302	Zwart	M	10x100	54 dozen
1303	Zwart	L	10x100	54 dozen
1304	Zwart	XL	10x100	54 dozen

Fysische eigenschappen

Omschrijving	Maat	Standaard
Lengte (mm)	Alle maten	Min. 240mm
Breedte (mm)	S	80 +/- 10
	M	95 +/- 10
	L	110 +/- 10
	XL	>110 +/- 10
Dikte (mm) (*) Enkele laag	Alle maten	Vinger: 0.05
		Palm: 0.05
	Voor veroudering	Na veroudering
Rek tot breuk	500%	400%
Kracht tot breuk	6.0N	6.0N

EAN-codes

Artikelnummer	Dispenser	Omdoos
1301	8716244010904	8716244010911
1302	8716244010935	8716244010928
1303	8716244010959	8716244010942
1304	8716244010973	8716244010966



Opslag voorschriften en houdbaarheid



De CMT Soft nitrile handschoenen hebben een houdbaarheid van 3 jaar vanaf productiedatum wanneer volgende opslagvoorschriften worden nageleefd:

De handschoenen dienen droog, koel en buiten direct zonlicht bewaard te worden.

Toepassing

CMT nitrile handschoenen zorgen voor een uitstekend tastgevoel en bieden bescherming volgens categorie I. De handschoenen zijn geschikt om in contact te komen met alle type levensmiddelen.

Accessoires

3372	CMT wanddispenser	Roestvrijstaal
3373	CMT wanddispenser	Acryl

Geïmporteerd en gedistribueerd door

Cemex Trescon B.V.
Spectrumlaan 5
2665NM Bleiswijk
Nederland
(T) +31 (0)79 346 60 00
(F) +31 (0)79 346 60 22
info@cemextrescon.nl
www.cemextrescon.nl



Cemex Trescon B.V. is
BRC S&D gecertificeerd sinds
2007.

Wetgeving, normeringen en symbolen

De CMT Soft nitrile handschoenen voldoen aan de volgende wetgeving(en) en normering(en):



Conformité Européenne



Verordening (EU) nr. 10/2011 van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

- Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
- Verordening (EG) 2023/2006 van 22 december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
- 93/42/EEC van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.
- EN455-1, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten.
- EN455-2, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproeving voor fysische eigenschappen.
- EN455-3, medische handschoenen voor eenmalig gebruik, eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie.
- EN455-4, medische handschoenen voor eenmalig gebruik. Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag.
- EN374-1, beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen, prestatie-eisen.



EN374-2, beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen, bepaling van weerstand tegen indringen.



EN374-3, beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen; bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën.



EN420, beschermende handschoenen, algemene eisen. Afwijking; alle maten hebben de zelfde lengte van circa 240mm.



Dit product is voor eenmalig gebruik.



De dispensers en omdoos zijn gemaakt van recyclebaar karton.

Goed om te weten

- Raadpleeg uw leverancier ten alle tijden wanneer u er niet zeker van bent of de CMT Nitrile handschoenen geschikt zijn voor de toepassing waarvoor u deze wilt gebruiken.
- De CMT Soft nitrile handschoenen zijn geteld op basis van een gemiddeld gewicht per dispenser.

Gebruiksaanwijzing

1. Trek de handschoen, met de andere gehandschoende hand, bij de vingertoppen los.
2. Vouw de handschoen op tot een bal.
3. Pak het handboord van de eerst uitgetrokken handschoen vast.
4. Trek de tweede handschoen, binnenstebuiten over de eerste handschoen heen, uit en gooi de handschoenen weg.

Vermijdt bij het uittrekken van de handschoenen zoveel mogelijk contact met de buitenzijde om (kruis)besmetting te voorkomen.

